

ASSISES ET DOSSIERS MODELABLES

Base

Assise qui stabilise le bassin

Base Hilo

Assise avec plot pour stabiliser le bassin

Confortable

Dossier stabilisant le dos

Confortable Plus

Dossier stabilisant le dos avec supports latéraux

SIEGES MODELABLES

08

Confortable Plus Duo

Siège de maintien avec supports latéraux

10

Confortable Plus Duo Hilo

Siège de maintien avec supports latéraux et plot

11

Multiseat

Siège auto multi-fonctions

12

ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

14

Appui-tête

Appui-tête modelable avec fixation velcro

17

16

Manchette

Accoudoir modelable avec fixation velcro

19

24

Flat

Coussin repose-pieds modelable

25

Banana

Coussin appui-tête modelable pour les personnes allongées sur le ventre ou le dos

26

Roll

Coussin cylindrique modelable

27

Wedge

Cale-tronc de positionnement modelable

27

Bath Bagel

Cale-nuque flottant pour le bain

29

POUFS ET MATELAS MODELABLES

Grande Matelas modelable	20
Beanseat Pouf de positionnement	22

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Pompe manuelle	30
Pompe électrique	30
Strap néoprène	30
Sangle de fixation	30
Harnais Pelvien	31
Harnais 4 points	31
Coussin néoprène	31
Splint : Fixation pour manchette	31
Housse protection Beanseat	32
Housse protection Confortable Plus Duo	32
Plateforme Beanseat à roulettes	32

TAILLES

Base	34
Base Hilo	34
Confortable	34
Confortable Plus	34
Confortable Plus Duo	34
Confortable Plus Duo Hilo	34
Appui-tête	34
Accoudoir	34
Grande	34
Beanseat	34
Multiseat	35
Flat	35
Banana	35
Roll	35
Wedge	35
Bath Bagel	35



VIPAMAT

Créateur et fabricant de la gamme Hippocampe, l'entreprise Vipamat décide en 2015 d'agrandir son offre en France en intégrant des produits de distribution à ses gammes.

La gamme Stabilo est l'une des gammes proposées en France par Vipamat. Ces produits, dédiés à la distribution française sont visibles sur le site :

www.vipamat-distribution.fr



6 LA GAMME STABILO

En collaboration avec des centres de rééducation, Stabilo développe et met au point des solutions de positionnement pour les personnes en situation de handicap.

Les produits sont modelables grâce à un système de pression et dépression d'air, permettant de donner au produit la forme qui correspond aux besoins du moment de l'utilisateur.

La gamme Stabilo peut être utilisée dans la vie quotidienne aussi bien qu'en thérapie.

MONTAGE

Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'ajouter des fixations supplémentaires.



La fixation Velcro recouverte en néoprène.



Montage de l'appui-tête.



Montage de l'accoudoir



La fixation Velcro à l'emplacement souhaité



Fixer l'assise par une ceinture



LAVAGE

La gamme STABILO est recouverte d'un tissu extensible en nylon qui est bien toléré par la peau.

La matière est choisie avec attention pour des raisons d'hygiène, de lavage et de désinfection.

Le revêtement étanche se nettoie à l'eau courante sous la douche ou dans la baignoire. Il est recommandé d'utiliser du liquide vaisselle. Après rinçage, les coussins peuvent être essuyés avec de l'essuie-tout, ce qui accélère le séchage (ne pas mettre au sèche-linge). Il est possible de les laver avec d'autres désinfectants.



POMPES

Chaque coussin est fourni avec une pompe à dépression spécifique. La pompe manuelle est utilisée pour les plus petits coussins, et la pompe électrique pour les poufs et matelas.



ASSISES ET DOSSIERS MODELABLES



Base

Assise modelable à dépression.

Le Base de Stabilo peut être installé sur la plupart des fauteuils roulants.

L'assise soulage les zones sensibles par une meilleure répartition des appuis.

Caractéristiques produits

Indications

1. Pour les personnes présentant différents types de déformations du bassin ou du rachis.
2. Pour les personnes ayant une asymétrie des hanches.

Propriétés

1. Soutient et stabilise les hanches permettant une amélioration de la posture
2. Soulage les zones sensibles par une meilleure répartition des appuis.

Utilisations

1. Permet le modelage d'un plot d'abduction et de gouttières pour les cuisses.
2. Permet le modelage d'appuis asymétriques pour les hanches et le bassin.
3. Permet le modelage de la pente de l'assise.
4. Stabilise le bassin dans un fauteuil roulant standard ou un siège ordinaire.

Voir la page produit



SCAN ME



Accessoires

Inclus

1. Pompe manuelle

Options

1. Pompe électrique
2. Sangle de fixation

Dimensions

Voir page 34-35



ASSISES ET DOSSIERS MODELABLES



Base Hilo

Assise modelable à dépression avec plot d'abduction central. Le Base de Stabilo peut être installé sur la plupart des fauteuils roulants.

L'assise soulage les zones sensibles par une meilleure répartition des appuis. Le plot d'abduction stabilise le bassin sur l'assise du fauteuil et prévient le glissement de l'utilisateur vers l'avant.

Caractéristiques produits

Indications

1. Pour les personnes présentant différents types de déformations du bassin ou du rachis.
2. Pour les personnes ayant une asymétrie des hanches.

Propriétés

1. Soutient et stabilise les hanches permettant une amélioration de la posture.
2. Soulage les zones sensibles par une meilleure répartition des appuis.

Utilisations

1. Permet le modelage d'appuis asymétriques pour les hanches et le bassin.
2. Permet le modelage de la pente de l'assise.
3. Stabilise le bassin dans un fauteuil roulant standard ou un siège ordinaire.

Voir la page produit



SCAN ME



Accessoires

Inclus

1. Pompe manuelle

Options

1. Pompe électrique
2. Sangle de fixation

Dimensions

Voir page 34-35

ASSISES ET DOSSIERS MODELABLES

Confortable

Dossier modelable à dépression.

Le dossier Confortable s'adapte à la position de l'utilisateur et stabilise la position assise.

Le dossier confortable peut être utilisé en complément d'un dossier de fauteuil roulant ou en soutien dans un fauteuil roulant de sport.



Caractéristiques produits

Indications

1. Pour les personnes ayant une asymétrie du rachis.
2. Pour les personnes ayant une hypotonie du tronc.

Propriétés

1. Répartit l'appui sur toute la surface du dossier.
2. Compense les déformations dorsales et améliore la posture.
3. Assure confort et stabilité.

Utilisations

1. En complément d'un dossier de fauteuil roulant.
2. En soutien dans un fauteuil roulant de sport.



Voir la page produit



SCAN ME

Accessoires

Inclus

1. Pompe manuelle

Options

1. Pompe électrique
2. Sangle de fixation

Dimensions

Voir page 34-35

ASSISES ET DOSSIERS MODELABLES



Confortable Plus

Dossier modelable à dépression avec supports latéraux.

Le haut du dossier Confortable Plus permet un modelage de l'appui-tête et un maintien de la nuque. Les supports latéraux assurent une stabilisation de l'utilisateur.

Le Confortable Plus complète le dossier d'un fauteuil roulant ou d'un autre siège.

Caractéristiques produits

Indications

1. Pour les personnes nécessitant un maintien accru du tronc.
2. Pour les personnes qui ne tolèrent pas les corsets rigides.

Propriétés

1. Soutien multidirectionnel du tronc.
2. Le modelage des cales-tronc permet un soutien des patients atteints de scoliose ou de cyphose.
3. Le modelage de l'appui-tête aide à maintenir une position correcte de la tête.


Utilisations

1. Complète le dossier du fauteuil roulant ou d'un autre siège.
2. Agit comme un corset modelé confortable.
3. Maintient l'utilisateur durant le bain.

Voir la page produit



SCAN ME



Accessoires

Inclus

1. Pompe manuelle

Options

1. Pompe électrique
2. Sangle de fixation

Dimensions

Voir page 34-35



SIEGES MODELABLES



Confortable Plus Duo

Siège de positionnement avec supports latéraux modelables à dépression.

La combinaison de l'assise et du dossier crée un siège complet autoporté.

Il peut être utilisé dans un fauteuil standard ou en complément dans un fauteuil roulant comme siège de positionnement.

Caractéristiques produits

Indications

1. Pour les personnes présentant différents types de déformations du bassin ou du rachis.
2. Pour les personnes ayant une asymétrie des hanches.

Propriétés

1. Soutient et stabilise les hanches permettant une amélioration de la posture.
2. Soulage les zones sensibles par une meilleure répartition des appuis.
3. Maintient l'utilisateur au fond du siège.

Utilisations

1. Permet le modelage d'appuis asymétriques pour les hanches et le bassin.
2. Permet le modelage de la pente de l'assise.
3. Stabilise le bassin dans un fauteuil roulant standard ou un siège ordinaire.

Voir la page produit



Accessoires

Inclus

1. Pompe manuelle

Options

1. Pompe électrique
2. Sangle de fixation

Dimensions

Voir page 34-35



SIEGES MODELABLES



Confortable Plus Duo Hilo

Siège de positionnement modelable à dépression avec un plot d'abduction modelé et des supports latéraux.

Le Confortable Plus Duo Hilo stabilise la tête, le torse, les membres de l'utilisateur et la position assise. Le C+Duo Hilo peut être utilisé dans un fauteuil standard ou en complément dans un fauteuil roulant. Il apporte une solution pour stabiliser le bassin.

Caractéristiques produits

Indications

1. Pour les personnes présentant différents types de déformations du bassin ou du rachis.
2. Pour les personnes ayant une asymétrie des hanches.

Propriétés

1. Soutient et stabilise les hanches permettant une amélioration de la posture.
2. Soulage les zones sensibles par une meilleure répartition des appuis.

Utilisations

1. Permet le modelage d'un plot d'abduction et de gouttières pour les cuisses.
2. Permet le modelage d'appuis asymétriques pour les hanches et le bassin.
3. Permet le modelage de la pente de l'assise.
4. Stabilise le bassin dans un fauteuil roulant standard ou un siège ordinaire.

Voir la page produit



SCAN ME



Accessoires

Inclus

1. Pompe manuelle

Options

1. Pompe électrique
2. Sangle de fixation

Dimensions

Voir page 34-35

ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

Appui-tête

Appui-tête modelable à dépression avec fixation velcro.

L'Appui-tête est modelable et adaptable. Il est compatible sur la plupart des fauteuils roulants et sièges.

Grâce à son système à dépression, il s'adapte à la forme de la tête, pour un confort optimisé.



Caractéristiques produits

Indications

1. Pour les personnes ayant un déficit de port de tête.

Propriétés

1. S'adapte à la position de la tête
2. Maintien la tête dans la position la plus favorable.

Utilisations

1. Comme appui-tête universel pour la plupart des fauteuils roulants.

Voir la page produit



Accessoires

Inclus

1. Pompe manuelle
2. Chausson néoprène

Dimensions

Voir page 34-35



ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

Manchette

Manchette modelable à dépression pour avant-bras.

Les manchettes modelables s'ajustent à la forme de l'avant-bras et de la main.

Elles permettent de travailler sur le redressement des doigts et du poignet.



Caractéristiques produits

Indications

1. Pour les personnes souffrant de spasticité, d'une hypertonie de la main et du poignet.

Propriétés

1. S'ajuste à la forme anatomique de l'avant-bras et de la main.
2. Vise à redresser les doigts et le poignet.
3. Le maintien du membre supérieur a un impact direct sur le bon maintien du tronc et du rachis.

Utilisations

1. Maintenir une position correcte du membre supérieur d'une personne hémiplegique

Voir la page produit



Accessoires

Inclus

1. Pompe manuelle

Dimensions

Voir page 34-35

POUFS ET MATELAS MODELABLES



Grande

Matelas modelable de positionnement à dépression.

Avec la pompe fournie, le matelas Grande peut être moulé pour correspondre aux besoins de l'utilisateur. Il peut également être utilisé pour assurer un soutien stable en position couchée ou semi-assise.

Caractéristiques produits

Indications

1. Personnes ayant de grandes déformations ou des positions problématiques qui rendent difficile la position couchée.
2. Personnes ayant de grandes déformations afin de prévenir les escarres en position couchée.
3. Personnes ayant de grandes déformations, pour un soutien stable en position couchée ou semi-assise.

Propriétés

1. Créer un espace enveloppant (qui épouse les formes).
2. La taille et la grande quantité de granules permettent d'épouser parfaitement les formes et répartissent harmonieusement les pressions.
3. Stabilise la personne durant l'exercice ou la mobilisation.

Utilisations

1. Comme siège indépendant.
2. En complément d'un autre siège.
3. Matelas pour s'allonger.
4. Comme accessoire de rééducation pour stabiliser des positions et conserver des bonnes postures.
5. Après modelage, il peut être utilisé dans le cadre d'une rééducation en position allongée sur le ventre

Voir la page produit



Accessoires

Inclus

1. Pompe électrique
2. Sac de protection

Options

1. Housse de protection

Dimensions

Voir page 34-35



POUFS ET MATELAS MODELABLES



Beanseat

Pouf de positionnement modelable à dépression.

Le Beanseat est un coussin de positionnement enveloppant modelable adaptés aux enfants et adultes en situation de handicap.

Recouvert de tissu lavable en néoprène et imperméable, il est facile d'entretien et sèche rapidement.

Caractéristiques produits

Indications

1. Pour les personnes souffrant de spasticité, il assure un maintien, un confort et une sécurité malgré l'hypertonie musculaire.
2. Pour les personnes hypotoniques, il permet un positionnement confortable et corrigé de la personne.
3. Pour les patients atteints de scoliose ou cyphose, il limite la déformation du rachis.
4. Pour les personnes ayant peu ou pas de contrôle de tête, il permet de façonner un appui-tête.

Propriétés

1. Le Beanseat s'adapte à la position de la personne.
2. Sa grande surface assure un bon confort même avec une dureté importante.

Utilisations

1. Comme siège de maintien.
2. Pour obtenir une position corrigée et un bon confort.
3. Créer un espace enveloppant.
4. Pour faciliter la rééducation.
5. Pour se relaxer, pour les hanches et le bassin.

[Voir la page produit](#)



Accessoires

Inclus

1. Pompe électrique
2. Sac de protection

Options

1. Housse de protection
2. Plateforme à roulettes
3. Harnais pelvien

Dimensions

Voir page 34-35



SIEGES MODELABLES



Multiseat

Châssis aluminium avec coussins Stabilo.

Destiné aux enfants en situation de handicap de 22 à 36 kg (cat 3), il peut être utilisé aussi comme siège d'appoint. Le châssis en aluminium permet de fixer en toute sécurité le siège Multiseat dans la voiture.

Le Multiseat convient également pour une utilisation extérieure : balançoire ou chaise.

Caractéristiques produits

Indications

1. Châssis aluminium avec 3 coussins Stabilo (Appui-tête, Confortable Plus et le Base).

Propriétés

1. Le châssis métallique renforce la rigidité des coussins STABILO.
2. Des passants spécifiques permettent d'attacher des sangles supplémentaires.
3. Le châssis permet d'attacher les coussins et maintient les cales-tronc.
4. La structure déformable du châssis permet de modifier sa forme si besoin (angle assise-dossier).

Utilisations

1. Le châssis se fixe en toute sécurité sur une chaise ou dans la voiture.
2. Le châssis est parfait pour une utilisation extérieure.

Voir la page produit



SCAN ME



Accessoires

Inclus

1. Pompe manuelle
2. Ceinture Thoracique
3. Sangles (dossier-assise)
4. Ceinture abdominale
5. Sangles pour balançoire
6. Plateforme

Options

1. Housse extensible
2. Harnais pelvien
3. Harnais thoracique

Dimensions

Voir page 34-35

ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

Flat

Coussin modelable à dépression et antidérapant.

Le Flat est adapté aux personnes qui ont des difficultés à mouvoir leurs pieds.

Sa surface antidérapante facilite le maintien de la position corrigée.



Caractéristiques produits

Indications

1. Le flat peut constituer un complément à la rééducation quotidienne. Il s'adapte aux pieds, les stabilisant dans la bonne position.
2. Il corrige les déformations des pieds et des articulations des chevilles pour les utilisateurs restant longtemps dans la même position. Positionnement des pieds dans la position thérapeutique souhaitée.

Utilisations

1. Le flat peut se mettre sur le repose-pieds d'un fauteuil (selon dimensions).
2. Utilisation quotidienne quand l'utilisateur est en dehors de son fauteuil.

Voir la page produit



SCAN ME



Accessoires

Inclus

1. Pompe manuelle

Options

1. Sangle de fixation

Dimensions

Voir page 34-35

ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT



Banana

Coussin banane modelable à dépression.

Le coussin Banana est un appui-tête idéal pour les personnes allongées sur le côté ou sur le dos.

Il peut aussi servir au soutien du coude et de l'avant-bras lorsque l'utilisateur est assis à table.

Caractéristiques produits

Propriétés

1. Le banana assure un haut niveau de confort
2. Le banana évite que le patient heurte la table en tombant vers l'avant, ou que les bras restent positionnés trop fortement sur une surface d'appui

Utilisations

1. Appui-tête idéal pour les patients allongés sur le côté ou sur le dos.
2. Le banana peut servir au soutien du coude et de l'avant-bras lorsque l'utilisateur est assis à table.

Voir la page produit



SCAN ME



Accessoires

Inclus

1. Pompe manuelle

Options

1. Sangle de fixation
2. Strap néoprène

Dimensions

Voir page 34-35

ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

Roll

Coussin rouleau cylindrique modelable à dépression.

Il peut être utilisé au quotidien ou pendant les exercices de kinésithérapie, et lorsque l'enfant se repose, allongé sur le côté, le coussin peut être placé entre les jambes, dépassant d'avant en arrière, tout en positionnant les hanches de façon adapté.



Voir la page produit



Accessoires

Inclus

1. Pompe manuelle

Dimensions

Voir page 34-35

Wegde

Cale-tronc de positionnement modelable à dépression.

Le coussin Wedge est un cale-tronc thérapeutique utilisé à la maison comme en centre de rééducation. Facilement modelable, il maintient et stabilise pendant une séance sur le dos incliné ou sur le côté.



Voir la page produit



Accessoires

Inclus

1. Pompe manuelle

Dimensions

Voir page 34-35



ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

Bath Bagel

Bouée Cale-nuque flottante pour le bain.

Le cale-nuque flottant Bath Bagel aide les enfants et adultes pendant leur bain.

Le Cale-nuque Stabilo permet un soutien de la tête pendant le bain, et prévient les chocs avec la tête.



Caractéristiques produits

Indications

Constitué de bille flottante et recouvert de tissus néoprène confortable le Bath Bagel permet d'assurer une flottaison de la tête. Lavable facilement et imperméable, il sèche rapidement. Utilisable avec des enfants ou adultes en situation de handicap, il permet un maintien de la tête pendant le bain ou pendant la baignade.

Utilisations

1. L'utilisation du Bath Bagel n'exonère pas de surveiller en permanence l'utilisateur.

[Voir la page produit](#)



SCAN ME



Accessoires

Inclus

1. Pompe manuelle

Options

1. Sangle de fixation
2. Strap néoprène

Dimensions

Voir page 34-35

OPTIONS ET ACCESSOIRES



Pompe manuelle

Idéale pour les petits coussins, elle permet de dégonfler le coussin, le rafermir pour obtenir le modelage et la dureté souhaitée et adaptée. avec la tête.



Pompe électrique

Idéale pour les matelas ou poufs modelables, elle permet de dégonfler, rafermir les matelas et poufs afin de les modeler selon les besoins, ou de les regonfler pour les ramolir.



Strap néoprène

Grâce à son système velcro, la strap néoprène s'adapte sur les sièges stabilo et les dossiers Stabilo. Elle permet d'améliorer le maintien de l'utilisateur.



Sangle de fixation (ou webbing strap)

La sangle de fixation permet de fixer le coussin sur tous types d'assise.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Short pelvien

Le short pelvien stabilise le bassin et assure l'abduction des cuisses.



Harnais 4 points

Lavable et résistant, le harnais 4 points assure un maintien supplémentaire à l'utilisateur.



Coussin néoprène

En tissu néoprène, il permet de lier l'appui-tête de l'assise ou du fauteuil roulant avec l'appui-tête Stabilo.



Splint : Plaque de fixation manchette

Cette pièce doublée en velcro permet de lier le coussin manchette Stabilo à un siège ou un fauteuil .





Housse de protection Beanseat (Membraned Cover)

La housse de protection pour le Beanseat a un certificat antibactérien. Elle est lavable et agréable au toucher.



Housse de protection Comfortable Plus Duo (Flexible Cover)

La housse de protection du Comfortable Plus Duo est élastique, elle s'adapte à la forme donnée et est lavable en machine.



Plateforme à roulettes (wheelbase)

Plateforme à roulettes, idéal pour transporter le Beanseat entre les pièces.




A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

DIMENSIONS


Base

[cm]	A	B
S	25	38
S+	35	35
M	40	40
M+	45	45
L	50	50




Base Hilo

[cm]	A	B
S	25	38
S+	35	35
M	40	40
M+	45	45
L	50	50




Confortable

[cm]	A	B
S	52	40
M	56	50
L	70	50




Confortable Plus

[cm]	A	B	C	D
S	30	50	58	28
M	35	60	65	28
L	40	75	75	35
XL	45	75	85	35




Confortable Plus Duo




[cm]	A	B	C	D
S	30	80	58	28
M	35	95	65	28
L	40	115	75	35
XL	45	120	85	35

Confortable Plus Duo Hilo



[cm]	A	B	C	D
S	30	80	58	28
M	35	95	65	28
L	40	115	75	35
XL	45	120	85	35


Appui-tête




A plat 42cm

[cm]	A	B	C
M	15	30	14
L	20	35	17

Accoudoir Grande




[cm]	A	B
S	20	30
M	25	45




[cm]	A	B
M	70	160
M+	90	200
L	130	200

Beanseat




[cm]	A	B	C	D
M	60	80	50	40
L	70	100	70	50

Multiseat




[cm]	A	B	C	D
M	38	35	53-62	49-58
L	42	40	73-82	69-78

Flat




[cm]	A	B	C
M	80	50	6
L	100	50	8

Banana




[cm]	A	B
S	50	25
M	55	35
L	80	35

Roll




[cm]	A	B
S	50	25
M	50	35
M+	80	18
L	80	25
XL	80	35

Wedge




[cm]	A	B	C
M	40	40	25
L	45	60	40

Bath Bagel



[cm]	A	B	C	D
S	30	35	10	12
M	35	37	12	17
M+	45	55	12	17
L	45	60	17	22



www.vipamat-distribution.fr