



BEANSEAT

POUF DE POSITIONNEMENT MODELABLE À DÉPRESSION

INDICATIONS

1. Pour les personnes souffrant de spasticité, il assure un maintien, un confort et une sécurité malgré l'hypertonie musculaire.
2. Pour les personnes hypotoniques, il permet un positionnement confortable et corrigé de la personne.
3. Pour les patients atteints de scoliose ou cyphose, il limite la déformation du rachis.
4. Pour les personnes ayant peu ou pas de contrôle de tête, il permet de façonner un appui-tête.


PROPRIETES

1. La taille du pouf BEANSEAT s'adapte à la position de la personne ou permet de modeler une position souhaitée.
2. La grande surface du pouf assure un bon confort même avec une dureté importante.

UTILISATIONS

1. Comme siège de maintien.
2. Pour obtenir une position corrigée et un bon confort.
3. Créer un espace enveloppant.
4. Pour faciliter la rééducation.
5. Pour se relaxer.

DIMENSIONS



[cm]	A	B	C	D
M	60	80	50	40
L	70	100	70	50