



mouse

La poussette multi-réglable MOUSE est conçue pour les enfants en situation de handicap qui ont un déficit de maintien.

Cette poussette est adaptée aux enfants mesurant entre 80 et 110 cm et pesant jusqu'à 30 kg.

La poussette MOUSE bénéficie d'une prise en charge LPPR (voir grille de tarifs).

POUSSETTE MULTI-RÉGLABLE POUR ENFANTS

≤ 30 KG

80 - 110 CM

La poussette MOUSE a un design moderne et élégant.

Grâce à son dossier inclinable, son siège réversible, ses cales-nuque et cales-tronc réglables, vous pouvez facilement adapter la poussette MOUSE aux besoins de l'enfant en termes de positionnement, de protection et de stabilité.

Les quatre roues pleines en gel équipées d'amortisseurs de choc optimisent le confort et le pied de bascule facilite le franchissement de petits obstacles et trottoirs.



Textile
Gris clair et foncé



Châssis
Blanc



FONCTIONS

sécurité et confort

SIÈGE INCLINABLE

Réglage facile



8° - 23°

4 positions

DOSSIER INCLINABLE

Nombreux réglages disponibles



16° - 88°

4 positions

REPOSE-PIEDS RÉGLABLE ET INCLINABLE

simple et rapide



84° - 173°

6 positions

KIT RÉDUCTEUR DE SIÈGE

Coussin réducteur



Le kit réducteur du siège MOUSE est un insert monobloc et confortable qui permet de réduire la largeur et la profondeur du siège. Il permet d'adapter la poussette à mesure que l'enfant grandit.

SYSTÈME DE MAINTIEN

Sécurité et maintien



Les cales-nuque et de cales-tronc sont réglables indépendamment en hauteur, en largeur et en inclinaison. Ces possibilités de réglages et leur simplicité permettent une adaptation rapide et efficace aux besoins de l'enfant.

POSITION ALLONGÉE

Plusieurs inclinaisons possibles



Grâce au siège et au repose-pieds entièrement réglables, il est possible de mettre la poussette en position allongée. Cela permet à l'enfant de faire la sieste durant les promenades.

SIÈGE RÉVERSIBLE

préparez votre poussette pour une balade



La conception de la poussette MOUSE vous permet de positionner le siège face à la route ou face à vous, ce qui vous permet de «voir», «surveiller» votre enfant.

CHÂSSIS LÉGER ET PLIABLE

Rangement et démontage faciles



Afin d'être démontable, la poussette MOUSE est constituée de trois éléments principaux indépendants : le châssis, le siège et les roues.

AIDE À LA CONDUITE

Confort sur les chemins irréguliers



La poussette est équipée d'amortisseurs réglables sur les roues arrière, de roues avant pivotantes avec un système de verrouillage directionnel, d'un frein central et d'un pied de bascule.



PACKS

ACCESSOIRES DU PACK STANDARD

9 accessoires sont disponibles dans le pack standard : le harnais 5 points, l'appui-tête, le plot d'abduction, la capote, la barre de sécurité, les cales de maintien, la tablette, le kit réducteur siège et le harnais pelvien. Sur la photo, le panier n'est pas compris dans le pack standard.



APPUI-TÊTE



CAPOTE



BARRE DE SÉCURITÉ



HARNAIS 5 POINTS



PLOT D'ABDUCTION



CALES DE MAINTIEN



HARNAIS PELVIEN



TABLETTE



KIT RÉDUCTEUR SIÈGE

ACCESSOIRES DU PACK CONFORT

Tous les accessoires du pack standard sont compris dans le pack confort et les 7 accessoires suivants sont compris en plus : la protection pluie, le couvre jambes, l'ombrelle, la moustiquaire, le panier, le sac de voyage et les gants. Ces accessoires peuvent être commandés individuellement en plus du pack standard.



PROTECTION PLUIE



COUVRE JAMBES



OMBRELLE



MOUSTIQUAIRE



PANIER



SAC DE VOYAGE



GANTS



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise _____ de 24* à 32 cm
Profondeur d'assise _____ de 22* à 26 cm
Hauteur du dossier _____ 52 cm
Hauteur repose-pieds / assise _____ de 14,5 à 23 cm
Poids de la poussette _____ de 17,2 à 23,2 kg
* avec kit réducteur

Dimensions poussette

Longueur de la poussette _____ de 95 à 124 cm
Hauteur de la poussette _____ de 122 à 134 cm
Largeur de la poussette _____ 60 cm
Dim poussette pliée (châssis) _____ L 84 x l 58 x h 25
Dim poussette pliée (assise) _____ L 72 x l 42 x h 39
Diamètre des roues avant _____ 23,8 cm
Diamètre des roues arrière _____ 30,7 cm

Réglages

Inclinaison du dossier _____ de 16° à 88°
Inclinaison de l'assise _____ de 8° à 23°
Inclinaison du repose-pieds _____ de 84° à 173°

Poids de l'assise _____ 8 kg
Poids du châssis _____ 9,2 kg

Hauteur poignée de poussée _____ de 75 cm à 103 cm

Utilisateurs

Poids maximum utilisateur _____ 30 kg
Taille utilisateur _____ de 80 à 110 cm

Indications

Paralysie ou parésie des membres inférieurs d'origines diverses, paralysie ou parésie du tronc, déficit des muscles posturaux.

Données techniques

Si les positions assises ou inclinées sont contre-indiquées, le réglage de la position du siège doit être validé avec le médecin traitant.



mouse

distribuée en France par



VIPAMAT
3 rue Gustave Eiffel
56270 PLOEMEUR

Tél : 02 97 86 24 87
Email : contact@vipamat-distribution.fr

vipamat-distribution.fr



SCAN ME

