

# upsee

Conçu pour les enfants déficients moteurs le harnais de marche Upsee favorise la découverte du monde qui les entoure. Il facilite de manière progressive la position debout et la marche avec le soutien d'un adulte.

Il permet à l'enfant de se tenir debout, une expérience bénéfique favorisant son épanouissement social, émotionnel et les moments de complicité et de jeu avec ses amis.

Les tailles de harnais disponibles sont conçus pour des enfants déficients moteurs légers ou modérés de 1 à 8 ans (environ), et participant à un programme thérapeutique favorisant la position debout ou la marche.

L'Upsee se compose de 3 parties :

- Un harnais de marche pour l'enfant  
XS (violet ou vert)  
S, M, L (bleu ou rose)
- Une ceinture pour l'adulte  
1 taille standard ajustable
- Une paire de sandales jumelées

Paire de sandales spécifique pour le harnais XS uniquement.  
Paire de sandales standard pour les harnais S, M et L.

Taille	Poids max de l'enfant	Tranche d'âge (approximative)
XS	15 kg	1 à 2 ans
S	15 kg	2 à 4 ans
M	20 kg	4 à 6 ans
L	25 kg	6 à 8 ans



Ceinture adulte taille standard qui s'ajuste aux hanches : 60 cm à 107 cm.

- 1 Ceinture adulte
- 2 Harnais enfant
- 3 Paire de sandales jumelées

Pour plus d'informations rendez-vous sur : [www.vipamat.com](http://www.vipamat.com)



UPSEE PROGRAMME THERAPEUTIQUE

L'Upsee est livré avec un programme thérapeutique, qui vous guide pas à pas pour maximiser son efficacité.

Des médecins spécialisés ont créé ce programme pour aider les parents et les thérapeutes à choisir des activités, fixer des objectifs et constater les progrès de l'enfant.

upsee

Mesures	XS	S	M	L
	1 à 2 ans	2 à 4 ans	4 à 6 ans	6 à 8 ans
De l'épaule à la hanche	28-32 cm	31-36 cm	35-39 cm	38-42 cm
Tour de poitrine	50-57 cm	52-60 cm	57-65 cm	63-71 cm
Tour de hanches	50-57 cm	52-60 cm	58-67 cm	64-73 cm

SARL VIPAMAT - 3 rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR

Tél.: 02 97 86 24 87 - Fax : 02 97 86 73 81 - [contact@vipamat.com](mailto:contact@vipamat.com) - [www.vipamat.com](http://www.vipamat.com)