

LES COUSSINS THÉRAPEUTIQUES



WEDGE


CALE-TRONC DE POSITIONNEMENT MODELABLE
À DÉPRESSION

Durant la rééducation, le STABILO WEDGE est l'aide parfaite pour positionner les patients en position ventrale ou dorsale.

Lorsque le tronc du patient est positionné sur le coussin, il peut facilement toucher le sol dans toutes les positions.

Utilisé dans cette configuration, le patient est sécurisé avec la sangle néoprène Velcro.

DIMENSIONS



[cm]	A	B	C
M	40	40	25
L	45	60	40

STABILO

Est un système de coussins et matelas de positionnement modelable à dépression.

Il fonctionne sur le principe du matelas coquille, on aspire l'air du coussin après l'avoir façonné à la forme désirée. Une pompe spéciale aide à dégonfler l'air du coussin lui permettant de se raffermir tout en conservant la forme voulue. La forme et la dureté des coussins et matelas STABILO peuvent être modifiées fréquemment de façon très simple.

Les produits STABILO sont fabriqués dans une usine polonaise à Cracovie qui contrôle la qualité des produits à chaque étape de production.

